

COVID 19 RT PCR DETECTION KIT FOR
SARS-COV-2 **COMMON** STRAIN,
SARS-COV-2 **UK**, **SOUTH AFRICAN** & **P2 BRAZILIAN** VARIANT

4 TESTS – 1 TUBE – 45' PCR

Il kit è in grado di rilevare simultaneamente la presenza di infezione da COVID sia del ceppo "comune" che delle varianti Inglese e Sud Africana con metodica RT-PCR in un singolo "pozzetto":

Ogni mix contiene:

2 geni specifici: Orf 1ab ed N.

Controllo interno: genomico.

Sequenze specifiche per la Variante Inglese.


Sequenze specifiche per la Variante Sud Africana.

Sequenze specifiche per la Variante Brasiliana P2

Numero di canali usati: 4 (FAM, Cy5, VIC, ROX), per una compatibilità ottimale con gli strumenti da PCR.

Capacità di visualizzare i dati simultaneamente ed in tempo reale.

Flusso di Lavoro "One Step"



Preparazione della mix



Preparazione dei
campioni



RNA



Caricamento



Caricare sul
termociclatore

Contatti

OaCP IE LTD

Phoenix House, Monahan Road,
T12H1XY Cork (IE)
Tel. (IE) +353 (0) 212 376 197
Tel. (IT): +39 051 021 8095

ceo@oacp.it
ask@oacp.it